
	SAMU 49 - SMUR Angers	0800-LI-UMH-14
	<i>Liste</i>	
	Kits UMH	
		V6 21/08/2020
		Version initiale 27/10/2014

Rédaction	Validation
A. Monteiro Rodrigues - PH - SAMU 49 D. Hamdan - PH - SAMU 49	F. Templier - PH chef de service - SAMU 49

 SMUR Angers - Kit standard "Isolement Soignant - Patient" 17/09/2015
--

Compatible Ebola en mode dégradé sauf pour contact rapproché avec un patient sécrétant (Situation imprévue et en l'absence des protections spécifiques).


Pour chaque matériel en plusieurs tailles, le nombre est celui pour chaque taille.

Protection pour 3 soignants

- Masque FFP2 x 3
- Casaque de chirurgie imperméable x 3
- Lunettes de protection x 3
- Paire de gants nitriles manchettes longues S ; M ; L x 6
- Cagoule chirurgicale x 3
- Paire de surchaussures non-tissées x 3
- Flacon de solution hydro-alcoolique x 1
- Protocole technique "MHT habillage - déshabillage casaque" x 3

Protection pour 1 patient


- Masque chirurgical x 1
- Pyjama de bloc (haut et bas) taille 5 x 1
- Couverture de survie x 1
- Sac poubelle DASRI x 2
- Flacon de solution hydro-alcoolique x 1

 SMUR Angers - Kit "Cyanokit" 09/06/2016

Emplacement cf. Liste VML et AR

Pour chaque matériel en plusieurs tailles, le nombre est celui pour chaque taille.

- Hydroxocobalamine (5gr + solvant) x 2
- NaCl 0,9% 250ml x 2

 SMUR Angers - Kit "Cathéter intra osseux EZIO" 09/06/2016

Kit rangé dans une sacoche dédiée et identifiée, emplacement cf. Liste VML et AR

Pour chaque matériel en plusieurs tailles, le nombre est celui pour chaque taille.

Pochette perceuse x 1

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Perceuse x 1 Seringues 10ml ; 20ml x 1 Aiguilles 18G (prélever) x 2 Aiguille intra osseuse rose (15 mm, 5 à 39 Kg) x 1 Aiguille intra osseuse bleue (25 mm, > 40 Kg) x 1 Aiguille intra osseuse jaune (45 mm, adulte obèse) x 1 Pansement EZ-IO® Stabilizer x 1 Protocole technique Cathéter intra osseux EZ-IO® | <ul style="list-style-type: none"> Perfuseur prolongateur robinet 3voies x 1 Champ stérile troué x 1 NaCl 0,9% 500ml (poche souple et non semi-rigide) x 1 Poche à pression x 1 |
|--|---|

**Kit rangé dans une valise dédiée
Pour chaque matériel en plusieurs tailles, le nombre est celui pour chaque taille.**

Corps de pompe x 1
Adaptateurs prélèvement multiples sous vide x 2
Aiguilles prélèvement vertes 21G x 2
Aiguilles prélèvement noire 22G x 2
Sac de rangement des tubes avec étiquette nominative x 1

Nombre de tubes	Couleur du bouchon	additif	Volume nécessaire	Indications	Ordre de prélèvement
1	Bleu ciel	9NC	4,5 ml	Hémostase	1
2	Vert	Thrombine	3 ml	Biochimie	2
1	Mauve	K2 7,2 mg	4 ml	NFS plaq,allergo	3
3	Violet	K2 EDTA	6 ml	Groupe RAI, allergo	4
1	Bleu marin	NH 143 I.U.	7 ml	Pharmaco, HbCO	5

**Kit rangé dans une valise dédiée (« valise pansement et pose stérile » - couleur jaune)
Pour chaque matériel en plusieurs tailles, le nombre est celui pour chaque taille.**

Pour prise en charge d'une victime

Garrot SOF Tactical Tourniquet 2nde Génération (adulte) x 1
Garrot SOF Tactical Tourniquet Pédiatrique x 1
Pansement hémostatique QuikClot Combat Gauze® (pliage en Z) x 1
Pansement hémostatique QuikClot Combat Gauze® Rolled x 1
Bandage OLAES 4" (10cm) x 1
Bandage OLAES 6" (15cm) x 1

**Kit rangé derrière un siège passager arrière dans les VML/dans placard au-dessus des valises dans les
AR
Pour chaque matériel en plusieurs tailles, le nombre est celui pour chaque taille.**

Premiers soins du soignant contaminé	Recherche du statut sérologique du « patient source »
Dakin® 60ml x 2 Savon doux x 1 Eau stérile 1000ml x 1 Compresse (sachet de 5) x 2 Paire de gants S ; M ; L x 1 Plateau R x 1 NaCl 0.9% poche souple 500ml x 1 Perfuseur x 2	Tubes sérologies (jaune) x 2 Formulaire demande de sérologie x 1 Pochette rouge « prélèvement urgent » x 1 Etiquettes « identité patient source » x 1 Procédure « CAT en cas d'AES en préhospitalier » x 1